



Vue d'ensemble

COMPOSANTS IMPLANTAIRES ET CADPOSITIONER

Version :
Mai 2022

Composants implantaires et CADPositioner

Diamètre de l'implant	Plate- forme	Code cou- leur	Analogue de laboratoire		CADPositioner avec vis chirurgicale ¹		
			Préparation des modèles		BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/ barre
			Modèle en plâtre	Modèle 3D			
S 3,25	3,67	■	56694	549316	57060		
S 3,75	3,67	■	56695				
S 4,1	4,1	■	56696	549317			
S 4,5	4,5	■	56698	549318			
S 5,5	5,5	■	56699	549319			
Série 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini implants							
							58256
Mini 2,7; 2,9; 3,1	3,5	■	56982				
Série 0.3 BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus – Abutment Niveau							
							58255
3,25/3,75; 4,1; 4,5; 5,5	MultiPlus		57524	549528			
Série 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/S-TG/RSPro/RSXPro/RI-implants – Platform Switch Design							
RS/RSX 3,0	3,0	■	57796	549320	58250		
SC/SCX/RSPro/RSXPro 3,25	3,67	■	58315	549321	58251		
SC/SCX/S-TG/RSPro/ RSXPro/RI 3,75	3,67	■	57819				
SC/SCX/S-TG/RSPro/ RSXPro/RI 4,1	4,1	■	57820	549322	58252		
SC/SCX/RSPro/RSXPro/RI 4,5	4,5	■	57821	549323	58253		
SC/SCX/RSPro/RSXPro/RI 5,5	5,5	■	57822	549324	58254		

¹ Usage unique seulement.

² DYNAMIC ABUTMENT®¹ tournevis L24, REF Nr. 549539

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Base de collage avec vis chirurgicale et vis de laboratoire					Vis chirurgicale ¹			
BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces avec sécurité anti-rotation			BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces sans sécurité anti-rotation		BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc		BEGO CADBase Bridge Transvissé/barre	
								
57285			57286		0°	0°–20°	0°	0°–20°
57287			57288		57031	549530 ²	57031	549530 ²
57289			57290					
57291			57292					
								
					0°	0°–20°	0°	0°–20°
					56983		56983	
							549531 ²	
								
							57534	
								
GH 0	GH 1,5	GH 2,0	GH 0	GH 1,5	0°	0°–20°	0°	0°–20°
		57781			57782	553696		
57823	58370		57827	58374	57031	549530 ²	57031	549530 ²
57824	58371		57828	58375				
57825	58372		57829	58376				
57826	58373		57830	58377				

Composants implantaires et CADPositioner ¹

Diamètre de l'implant	Plate- forme	Code couleur	Analogue de laboratoire		CADPositioner avec vis de laboratoire ²		
			Préparation des modèles		BEGO CADabut Duo Partie secondaire en 2 pièces	BEGO CADabut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/ barre
			Modèle en plâtre	Modèle 3D			
							
3,3; 4,1; 4,8	RN 4,8		520137	4	524880		524880
6,5	WN 6,5		520207	4	524881		524881
Composants originaux : Pilier implantaire Dual en deux parties sur base à coller originale. Les composants d'origine nécessaires (scannage, base adhésive) peuvent être obtenus auprès du fabricant de l'implant.							

Série 1.1 compatible avec Straumann synOcta (Variobase Abutment) ³ – Abutment Niveau

3,3; 4,1 RN	RN synOcta Part secondaire				524626
4,8	WN synOcta Part secondaire				524627

Série 1.2 compatible avec Straumann BoneLevel ³

					
3,3	NC		520277	⁴	524882
4,1; 4,8	RC		520347	⁴	524883
Composants originaux : Pilier implantaire Dual en deux parties sur base à coller originale. Les composants d'origine nécessaires (scannage, base adhésive) peuvent être obtenus auprès du fabricant de l'implant.					

Série 1.4 compatible avec Straumann BLX

					
3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,5	RB/WB				
5,0; 5,5; 6,5	WB				
Composants originaux : Pilier implantaire Dual en deux parties sur base à coller originale. Les composants d'origine nécessaires (scannage, base adhésive) peuvent être obtenus auprès du fabricant de l'implant.					

¹ Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.

² Usage unique seulement.

³ CAD Positionners de 3Shape¹ disponibles. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

⁴ Analogues DIM de nt-trading¹ utilisables.

⁵ DYNAMIC ABUTMENT[®] ¹ tournevis L24, REF Nr. 549539

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Base titane à coller avec vis chirurgicale			Vis chirurgicale ²			
BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces avec sécurité anti-rotation	Vis de laboratoire de rechange	BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces sans sécurité anti-rotation	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc		BEGO CADBase Bridge Transvissé/barre	
						
			0°	0°–20°	0°	0°–20°
	520134		524338	549534 ⁵	524338	549534 ⁵
520204	520135					

		524614

						
		GH 0,7	GH 1,7		0°	0°–20°
	520274	550276	550278		524340	549535 ⁵
520344	520275	550277	550279		520340	549535 ⁵

				
			0°	0°
			552689	552689

Composants implantaires et CADPositioner¹


Diamètre de l'implant	Plate- forme	Code couleur	Analogue de laboratoire		CADPositioner avec vis de laboratoire ²		
			Préparation des modèles		BEGO CADabut Duo Partie secondaire en 2 pièces	BEGO CADabut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/ barre
			Modèle en plâtre	Modèle 3D			
Série 2.1 compatible avec DENTSPLY Implants FRIALIT/XiVe ³							
							
3,4	3,4	■	520564	4	524868		
3,8	3,8	■	520634	4	524869		
4,5	4,5	■	520705	4	524870		
5,5	5,5	■	520775	4			


Série 2.2 compatible avec DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface) – Abutment Niveau

					
3,5; 4,5; 5,5; 7,0	Balance Base Abutment			520813	
Composants originaux : Pilier implantaire Dual en deux parties sur base à coller originale. Les composants d'origine nécessaires (scannage, base adhésive) peuvent être obtenus auprès du fabricant de l'implant.					

Série 3.1 compatible avec Nobel Biocare NobelActive³

							
3,5	NP	■	521068	⁴	524871		
4,3; 5,0	RP	■	521138	⁴	524872		

Base titane à coller avec vis chirurgicale			Vis chirurgicale ²		
BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces avec sécurité anti-rotation	Vis de laboratoire de rechange	BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces sans sécurité anti-rotation	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/barre	
					
	0°		0°	0°	0°–20°
	520562		520630	520630	549538 ⁵
	520632				
	520703				
	520773				

			
			520820

					
	0°	GH 0,8	GH 1,8	0°	
	521065	521066	550272	550274	524342
	521135	521136	550273	550275	524344

¹ Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
² Usage unique seulement.
³ CAD Positionners de 3Shape¹ disponibles. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.
⁴ Analogues DIM de nt-trading¹ utilisables.
⁵ DYNAMIC ABUTMENT[®]¹ tournevis L24, REF Nr. 549539

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Composants implantaires et CADPositioner¹

Diamètre de l'implant	Plate- forme	Code couleur	Analogie de laboratoire		CADPositioner avec vis de laboratoire ²		
			Préparation des modèles		BEGO CADabut Duo Partie secondaire en 2 pièces	BEGO CADabut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/ barre
			Modèle en plâtre	Modèle 3D			
Série 3.2 compatible avec Nobel Biocare NobelReplace ³							
							
3,5	NP		521208	4	524873		
4,0; 4,3	RP		521278	4	524874		
5,0	WP		521348	4	524875		
6,0	6,0				524876		

Série 3.3 compatible avec Nobel Biocare Brånemark System³

3,3	NP		521488	⁴	524877		
3,75; 4,0	RP		521558	⁴	524878		
5,0	WP		521628	⁴	524879		

Série 3.4 compatible avec Nobel Biocare Multi-unit Abutment – Abutment Niveau

Abutment Level	Multi-unit Abutment				521706		

Série 4.1 compatible avec BIOMET 3i OSSEOTITE Certain/NanoTite Certain³

							
3,25; 3/4/3; 4/3	3,4		522068	4	524860		
4,0; 4/5/4; 5/4	4,1		522138	4	524861		
5,0; 5/6/5; 6/5	5,0		522208	4			
5,0; 5/6/5; 6/5	6,0					524861	

¹ Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.

² Usage unique seulement.

³ CAD Positionners de 3Shape¹ disponibles. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

⁴ Analogues DIM de nt-trading¹ utilisables.

⁵ DYNAMIC ABUTMENT[®]¹ tournevis L24, REF Nr. 549539

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Base titane à coller avec vis chirurgicale			Vis chirurgicale ²			
BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces avec sécurité anti-rotation	Vis de laboratoire de rechange	BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces sans sécurité anti-rotation	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/barre		
						
	0°		0°	0°–20°		
	521205		521206	524346	524346	549536 ⁵
	521275		521276	524348	524348	549537 ⁵
521347						
521415						

			0°	0°
521485	521486			524350
521555	521556			524351
521625	521626			524353

			521703	

				
		0°		
522065	522066			
522135				
522205				

Composants implantaires et CADPositioner¹

Diamètre de l'implant	Plate- forme	Code couleur	Analogue de laboratoire		CADPositioner avec vis de laboratoire ²		
			Préparation des modèles		BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvisé/ barre
			Modèle en plâtre	Modèle 3D			
Série 4.2 compatible avec BIOMET 3i OSSEOTITE/NanoTite ³							
							
3,25	3,4		522278	⁴	524862		
3,75; 4,0; 3/4	4,1		522347	⁴	524863		
5,0; 4/5	5,0		522418	⁴			
Série 5.1 compatible avec DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed ³							
							
3,5; 4,0	3,5/4,0		523068	⁴	524853		
4,5; 5,0	3,5/5,0		523138	⁴	524854		
Série 5.2 compatible avec DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV ³							
							
3,0	3,0		546728	⁴	524855		
3,6	3,6		546729	⁴	524856		
4,2	4,2		546730	⁴	524857		
4,8	4,8		546731	⁴	524858		
5,4	5,4		546732	⁴	524859		
Composants originaux : Pilier implantaire Dual en deux parties sur base à coller originale. Les composants d'origine nécessaires (scannage, base adhésive) peuvent être obtenus auprès du fabricant de l'implant.							
Série 5.2 compatible avec DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV ³ – Abutment Niveau							
3,0; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4	Uni Abutment EV						524625

¹ Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.
² Usage unique seulement.
³ CAD Positionners de 3Shape¹ disponibles. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.
⁴ Analogues DIM de nt-trading¹ utilisables.

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Base titane à coller avec vis chirurgicale				Vis chirurgicale ²				
BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces avec sécurité anti-rotation	Vis de laboratoire de rechange	BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces sans sécurité anti-rotation		BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/barre			
	 0°			 0°	524357			
	522275	522276						
522345								
522415								
	 0°			 0°	523131			
	523065	523066		523061				
523135	523136							
		 GH 1,0 GH 2,0		 0°				
		550241		550286		550291	524581	
		550242		550287		550292	524583	
		550243		550288		550293	524585	
		550244		550289		550294	524587	
550245		550290	550295	524589				
				524612				

Composants implantaires et CADPositioner ¹

Diamètre de l'implant	Plate- forme	Code couleur	Analogue de laboratoire		CADPositioner avec vis de laboratoire ²		
			Préparation des modèles		BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/ barre
			Modèle en plâtre	Modèle 3D			

Série 6.1 compatible avec Zimmer Dental Tapered Screw-Vent ³

3,7; 4,1	3,5		523568	⁴	524885		524885
4,7	4,5		523636	⁴	524886		524886
6,0	5,7		523706	⁴	524887		524887

Série 8.1 compatible avec CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE /ROOT-LINE ³

3,3	3,3		546734	⁵	524864		
3,8	3,8		546735	⁵	524865		
4,3	4,3		546736	⁵	524866		
5,0	5,0		546737	⁵	524867		
6,0	6,0						

Série 8.1 compatible avec CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE/PROGRESSIVE-LINE/ROOT-LINE ³ – Abutment Niveau

3,3; 3,8; 4,3	Pilier transvissé			524629
5,0; 6,0	Pilier transvissé			524631
3,8; 4,3	Pilier Vario SR			524634
5,0; 6,0	Pilier Vario SR			524633

Série 8.2 compatible avec CAMLOG CONELOG SCREW-LINE ³

3,3	3,3				524144	549056	
3,8	3,8				524193	549057	
4,3	4,3						
5,0	5,0				524291	549059	

¹ Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.

² Usage unique seulement.

³ CAD Positionners de 3Shape¹ disponibles. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

⁴ Analogues DIM de nt-trading¹ utilisables.

⁵ Pour BEGO CADAbut Duo avec sécurité anti-rotation.

⁶ Pour BEGO CADAbut Duo sans sécurité anti-rotation.

⁷ La base à coller d'origine est incluse.

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Base titane à coller avec vis chirurgicale			Vis chirurgicale ²	
BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces avec sécurité anti-rotation	Vis de laboratoire de rechange	BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces sans sécurité anti-rotation	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/barre

	0°	GH 0,5	GH 1,5		0°
	523565	550280	550283		523638
523634	523566	550281	550284		
523704		550282	550285		

		GH 0,5	GH 1,5	0°	0°–20°
		550258	550262	524060	549532 ⁶
523920		550259	550263	524060	549532 ⁶
523943		550260	550264		
523966		550261	550265		
523989				524062	549533 ⁶
524012					

		524618	
		524640	
		524622	

		GH 0,8	GH 2,0		
		524145	524146		
524194		550266	550269		
524243		550267	550270		
524292		550267	550270		
524293		550268	550271		

Composants implantaires et CADPositioner¹

Diamètre de l'implant	Plate- forme	Code couleur	Analogue de laboratoire		CADPositioner avec vis de laboratoire ²		
			Préparation des modèles		BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/ barre
			Modèle en plâtre	Modèle 3D			

Série 8.3 compatible avec CAMLOG iSy (iSy Hybrid Abutment)

Composants originaux : Pilier implantaire Dual en deux parties sur base à coller originale. Les composants d'origine nécessaires (scannage, base adhésive) peuvent être obtenus auprès du fabricant de l'implant.

Série 9.1 compatible avec Dyna Dental Dyna Helix

						
3,2; 3,6; 4,2; 5,0	3,6/4,0					524379

Série 10.1 compatible avec BioComp Implant Level/Abutment Level

						
3,4; 4,0	4,0					524416
4,6; 5,2	5,2					

Série 10.1 compatible avec BioComp Implant Level/Abutment Level – Abutment Niveau

3,4; 4,0; 4,6; 5,2	Abutment Level			524628
--------------------	----------------	--	--	--------

Série 11.1 compatible avec NEOSS ProActive

						
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	4,5		546733	³		524888

¹ Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.

² Usage unique seulement.

³ CAD Positionners de 3Shape¹ disponibles. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Base titane à coller avec vis chirurgicale			Vis chirurgicale ²	
BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces avec sécurité anti-rotation	Vis de laboratoire de rechange	BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces sans sécurité anti-rotation	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/barre

--

		
		0°
		524377

		
		0°
		524413

		525543
--	--	--------

		
550300		0°
		524419

Composants implantaires et CADPositioner¹

Diamètre de l'implant	Plate- forme	Code couleur	Analogue de laboratoire		CADPositioner avec vis de laboratoire ²		
			Préparation des modèles		BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/ barre
			Modèle en plâtre	Modèle 3D			
							
3,0		■		3	549052		
3,5		■		3	549053		
4,5		■		3	549054		
5,7		■		3	549055		
Série 15.1 compatible avec Bredent medical Sky							
							
3,5	3,5	■	546998	3	546994		
4,0; 4,5; 5,5	4,0	■ ■ ■		3	546996		
Série 16.1 compatible avec medentis ICX ICX-Active-Master							
							
3,75; 4,1; 4,8	4,0	■	546909	3		546910	

¹ Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO.

² Usage unique seulement.

³ Analogues DIM de nt-trading¹ utilisables.

Les images et représentations sont données à titre d'exemple. Les couleurs, les symboles, la conception et les informations sur les étiquettes et/ou emballages représenté(e)s peuvent différer de la réalité.

Base titane à coller avec vis chirurgicale			Vis chirurgicale ²	
BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces avec sécurité anti-rotation	Vis de laboratoire de rechange	BEGO CADAbut Duo Partie secondaire en 2 pièces sans sécurité anti-rotation	BEGO CADAbut Full Partie secondaire monobloc	BEGO CADBase Bridge Transvissé/barre
				
	550303			
	550296			
	550297			
550298				
				
	550301			
550302				
				
			0°	
550299			546908	

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire width, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.[illegible]



www.bego.com

BEGO France

35 Rue Jules Guesde · 69100 VILLEURBANNE, France
Tel. 04 72 34 33 35 · Fax 04 72 68 90 96
E-mail france@bego.com · www.begoFrance.com
Hotline 09 70 24 85 89 · hotline-fr@bego.com

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 · 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-0 · Fax +49 421 2028-174
E-Mail info@bego-medical.com · www.bego.com

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux!

Inscrivez-vous ici pour recevoir notre bulletin d'informations : <https://france.bego.com/actualites/subscription/>



Veuillez noter que tous nos produits et services ne sont pas disponibles partout dans le monde car dépendants des approbations accordées par les autorités.
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec votre représentant BEGO.
Sous réserve d'erreurs et de modifications. Nos livraisons de produits et services sont régies par nos conditions générales de vente (CGV),
qui sont disponibles à tout moment sur notre site internet www.bego.com et pourront être envoyées sur demande.