

Interfaces et indications disponibles*



CADAbut Full

CADAbut Duo

CADBase
Implant
Niveau

CADBase
Abutment
Niveau

Diamètres	Code couleur	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® alloys	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT bridge collé	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+
-----------	--------------	--------------------	--------------	---------------	----------------	----------------------	------------------	--------------	-----------------------------	--------------------	--------------	--------------------	--------------

BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line (avec Platform Switch)

RS/R SX 3,0	■												
SC/SCX 3,25	■												
SC/SCX/RS/R SX/RI 3,25; 3,75	■												
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,1	■	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,5	■												
SC/SCX/RS/R SX/RI 5,5	■												

BEGO Implant Systems – Semados® S/RI-Line – Sub-Tec (sans Platform Switch)

S 3,25	■												
S/RI 3,75	■												
S/RI 4,1	■	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
S/RI 4,5	■												
S/RI 5,5	■												

BEGO Implant Systems – Semados® Mini (seulement pour les barres)

2,7; 2,9; 3,1	■									√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
---------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--	--

BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus

3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5 Abutment Niveau												√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------

Biocomp (Série 10.1) Implant Level/Abutment Level

3,4; 4,0										√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,6; 5,2													

BIOMET 3i (Série 4.1) Osseotite Certain/NanoTite Certain

3,25; 3/4/3; 4/3	■												
4,0; 4/5/4; 5/4	■				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0; 5/6/5; 6/5	■												
6,0; 5/6	■												

BIOMET 3i (Série 4.2) Osseotite/NanoTite

3,25	■												
3,75; 4,0; 3/4	■	√ ^{1) 2)}			√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0; 4/5	■												

Bredent medical (Série 15.1) Sky

3,5													
4,0; 4,5; 5,5		√ ^{1) 2)}											

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Systems (Semados®).

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO LISTE DES CONNECTIQUES DISPONIBLES

Interfaces et indications disponibles*



CADAbut Full

CADAbut Duo

CADBase
Implant
Niveau

CADBase
Abutment
Niveau

Diamètres	Code couleur	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® alloys	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT bridge collé	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+

CAMLOG (Série 8.1) CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE

3,3	■												
3,8	■												
4,3	■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
5,0	■												
6,0	■												

CAMLOG (Série 8.2) CONELOG SCREW-LINE

3,3	■												
3,8	■												
4,3	■				√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}					
5,0	■												

CAMLOG (Série 8.3) iSy

3,8; 4,4; 5,0					√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾						
---------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

Dentaurum (Série 14.1) tioLogic

3,3													
3,7; 4,2													
4,8; 5,5		√ ^{1) 2)}											

DENTSPLY Implants (Série 2.1) FRIALIT/XiVE

3,4	■												
3,8	■												
4,5	■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,5	■												

DENTSPLY Implants (Série 2.2) Ankylos

3,5; 4,5; 5,5; 7,0					√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾					√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
--------------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------

DENTSPLY Implants (Série 5.1) ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0	■												
4,5; 5,0	■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Systems (Semados®).

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO LISTE DES CONNECTIQUES DISPONIBLES

Interfaces et indications disponibles*



CADAbut Full

CADAbut Duo

CADBase
Implant
Niveau

CADBase
Abutment
Niveau

Diamètres	Code couleur	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® alloys	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT bridge collé	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+
DENTSPLY Implants (Série 5.2) ASTRA TECH OsseoSpeed EV													
3,0	■												
3,6	■												
4,2	■	√ ^{1) 2)}										√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,8	■												
5,4	■												
Dyna Dental (Série 9.1) Dyna Helix													
3,2; 3,6; 4,2; 5,0	■ ■ ■ ■									√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Neoss (Série 11.1) ProActive													
3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	■	√ ^{1) 2)}								√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
Nobel Biocare (Série 3.1) NobelActive													
3,5	■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
4,3; 5,0	■												
Nobel Biocare (Série 3.2) NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace													
3,5	■												
4,0; 4,3	■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0	■												
6,0	■												
Nobel Biocare (Série 3.3) Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy													
3,3	■												
3,75; 4,0	■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
5,0	■												
Nobel Biocare (Série 3.4) Multi-unit Abutment													
Nobel Active, Abutment Niveau													
Nobel Replace, Abutment Niveau													
Brånemark System, Abutment Niveau												√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
ASTRA TECH OsseoSpeed, Abutment Niveau													
Straumann synOcta, Abutment Niveau													
Straumann BoneLevel, Abutment Niveau													
Phibo (Série 7.1) TSH													
S2 3,3	■												
S3 3,6; S4 4,2	■ ■	√ ^{1) 2)}								√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
S5 4,8	■												

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Systems (Semados®).

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO LISTE DES CONNECTIQUES DISPONIBLES

Interfaces et indications disponibles*



CADAbut Full

CADAbut Duo

CADBase
Implant
Niveau

CADBase
Abutment
Niveau

Diamètres	Code couleur	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	IPS e.max CAD	BEGO Zirkon LT	BEGO PMMA Multicolor	CAD/Cast® alloys	Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT bridge collé	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5	Wirobond® M+
Straumann (Série 1.1) synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect													
3,3; 4,1; 4,8	■ ■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}
4,8	■												
Straumann (Série 1.2) Straumann BoneLevel													
3,3	■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
4,1; 4,8	■												
Straumann (Série 1.3) Straumann Narrow Neck CrossFit													
3,5	■	√ ^{1) 2)}			√ ¹⁾	√ ¹⁾	√ ¹⁾						
Zimmer Dental (Série 6.1) Tapered Screw-Vent													
3,7; 4,1	■									√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}		
4,7	■	√ ^{1) 2)}			√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}	√ ^{1) 2)}					
6,0	■												

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Systems (Semados®).

¹⁾ 3Shape ²⁾ exocad

BEGO France

35 Rue Jules Guesde · 69100 VILLEURBANNE, France

Tel.: 04 72 34 33 35 · Hotline : 09 70 24 85 89 · Fax: 04 72 68 90 96

E-mail: france@bego.com ou hotline-fr@bego.com

Pour rester informé de toutes les nouveautés BEGO,
rendez vous sur www.bego.com/newsletter et enregistrez vous!

