

Liste des connectiques disponibles

Version : mai 2019

Liste des connectiques disponibles*

Sauf mention contraire, les restaurations citées ici pour les systèmes implantaires correspondants sont disponibles pour les utilisateurs d'exocad et de 3Shape.

¹⁾ Non disponible dans exocad.

²⁾ Partie secondaire en 2 pièces sur bases de collage originales du fabricant. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

³⁾ Contrairement à la base en titane nt-trading, la base de collage originale est fournie avec.

⁴⁾ Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

Diamètre de l'implant	Plateforme	Code couleur	CADAbut Full	CADAbut Duo avec sécurité anti-rotation	CADAbut Duo sans sécurité anti-rotation	CADBase Implant Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® alliages Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Série 0.1 BEGO Implant Systems – Semados® S/RI-Line – Sub-Tec (sans Platform Switch)

S 3,25	3,25	■					
S/RI 3,75	3,75	■					
S/RI 4,1	4,1	■	√		√	√	√
S/RI 4,5	4,5	■					
S/RI 5,5	5,5	■					

Série 0.2 BEGO Implant Systems – Semados® Mini (seulement pour les barres)

2,7; 2,9; 3,1	3,5	■				√	
---------------	-----	---	--	--	--	---	--

Série 0.4 BEGO Implant Systems – Semados® MultiPlus

3,25; 3,75; 4,1; 4,5; 5,5	Abutment Niveau						√
---------------------------	-----------------	--	--	--	--	--	---

Série 0.5 BEGO Implant Systems – Semados® SC/SCX/RS/R SX/RI – PS-Line (avec Platform Switch)

RS/R SX 3,0	3,0	■					
SC/SCX 3,25	3,25	■					
SC/SCX/RS/R SX/RI 3,75	3,75	■	√		√	√	√
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,1	4,1	■				√	√
SC/SCX/RS/R SX/RI 4,5	4,5	■					
SC/SCX/RS/R SX/RI 5,5	5,5	■					

Série 1.1 compatible avec Straumann synOcta/Standard/Standard Plus/Tapered Effect (Variobase Abutment)

3,3; 4,1; 4,8	RN 4,8	■ ■	√		√ ²⁾		√
6,5	WN 6,5	■					√

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Systems (Semados®).

Photos et illustrations indicatives. Couleurs, symboles, design et spécifications des étiquettes représentées et/ou emballages peuvent différer de la réalité.

Liste des connectiques disponibles*

Sauf mention contraire, les restaurations citées ici pour les systèmes implantaires correspondants sont disponibles pour les utilisateurs d'exocad et de 3Shape.

¹⁾ Non disponible dans exocad.

²⁾ Partie secondaire en 2 pièces sur bases de collage originales du fabricant. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

³⁾ Contrairement à la base en titane nt-trading, la base de collage originale est fournie avec.

⁴⁾ Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

Diamètre de l'implant	Plateforme	Code couleur	CADAbut Full	CADAbut Duo avec sécurité anti-rotation	CADAbut Duo sans sécurité anti-rotation	CADBase Implant Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® alliages Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Série 1.2 compatible avec Straumann BoneLevel

3,3	NC	■	✓		✓ ²⁾	✓	
4,1; 4,8	RC	■					

Série 1.3 compatible avec Straumann Narrow Neck CrossFit

3,5	NNC	■	✓		✓ ^{1) 2)}		
-----	-----	---	---	--	--------------------	--	--

Série 2.1 compatible avec DENTSPLY Implants FRIALIT/XiVE

3,4	3,4	■					
3,8	3,8	■	✓		✓		
4,5	4,5	■				✓	
5,5	5,5	■					

Série 2.2 compatible avec DENTSPLY Implants Ankylos (Ankylos CX Ti-Interface)

3,5; 4,5; 5,5; 7,0	4,1				✓ ^{1) 2)}		✓
--------------------	-----	--	--	--	--------------------	--	---

Série 3.1 compatible avec Nobel Biocare NobelActive

3,5	NP	■	✓		✓	✓	
4,3; 5,0	RP	■					

Série 3.2 compatible avec Nobel Biocare NobelReplace/Replace Select/NobelSpeedy Replace

3,5	NP	■					
4,0; 4,3	RP	■	✓		✓		
5,0	WP	■				✓	
6,0	6,0	■					

Série 3.3 compatible avec Nobel Biocare Brånemark System/NobelSpeedy Shorty/Groovy

3,3	NP	■					
3,75; 4,0	RP	■	✓		✓		✓
5,0	WP	■					

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Sytems (Semados®).

Photos et illustrations indicatives. Couleurs, symboles, design et spécifications des étiquettes représentées et/ou emballages peuvent différer de la réalité.

Liste des connectiques disponibles*

Sauf mention contraire, les restaurations citées ici pour les systèmes implantaires correspondants sont disponibles pour les utilisateurs d'exocad et de 3Shape.

¹⁾ Non disponible dans exocad.

²⁾ Partie secondaire en 2 pièces sur bases de collage originales du fabricant. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

³⁾ Contrairement à la base en titane nt-trading, la base de collage originale est fournie avec.

⁴⁾ Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

Diamètre de l'implant	Plateforme	Code couleur	CADAbut Full	CADAbut Duo avec sécurité anti-rotation	CADAbut Duo sans sécurité anti-rotation	CADBase Implant Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® alliages Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Série 3.4 compatible avec Nobel Biocare Multi-unit Abutment

Nobel Active	Abutment Niveau						
Nobel Replace							
Brånemark System							✓
Astra Tech OsseoSpeed							
Straumann synOcta							
Straumann BoneLevel							

Série 4.1 compatible avec BIOMET 3i Osseotite Certain/NanoTite Certain

3,25; 3/4/3; 4/3	3,4	■					
4,0; 4/5/4; 5/4	4,1	■	✓		✓		
5,0; 5/6/5; 6/5	5,0	■				✓	
6,0; 5/6	6,0	■					

Série 4.2 compatible avec BIOMET 3i Osseotite/NanoTite

3,25	3,4	■					
3,75; 4,0; 3/4	4,1	■	✓		✓ ¹⁾		✓
5,0; 4/5	5,0	■					

Série 5.1 compatible avec DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed

3,5; 4,0	3,5/4,0	■					
4,5; 5,0	4,5/5,0	■	✓		✓		✓

Série 5.2 compatible avec DENTSPLY Implants ASTRA TECH OsseoSpeed EV

3,0	3,0	■					
3,6	3,6	■					
4,2	4,2	■	✓		✓	✓	✓
4,8	4,8	■					
5,4	5,4	■					

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Systems (Semados®).

Photos et illustrations indicatives. Couleurs, symboles, design et spécifications des étiquettes représentées et/ou emballages peuvent différer de la réalité.

Liste des connectiques disponibles*

Sauf mention contraire, les restaurations citées ici pour les systèmes implantaires correspondants sont disponibles pour les utilisateurs d'exocad et de 3Shape.

¹⁾ Non disponible dans exocad.

²⁾ Partie secondaire en 2 pièces sur bases de collage originales du fabricant. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

³⁾ Contrairement à la base en titane nt-trading, la base de collage originale est fournie avec.

⁴⁾ Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

Diamètre de l'implant	Plateforme	Code couleur	CADAbut Full	CADAbut Duo avec sécurité anti-rotation	CADAbut Duo sans sécurité anti-rotation	CADBase Implant Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® alliages Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Série 6.1 compatible avec Zimmer Dental Tapered Screw-Vent

3,7; 4,1	3,5	■					
4,7	4,5	■	√			√	
6,0	5,7	■					

Série 7.1 compatible avec Phibo TSH

S2 3,3	3,3	■					
S3 3,6; S4 4,2	4,0	■	√			√	
S5 4,8	5,0	■					

Série 8.1 compatible avec CAMLOG CAMLOG SCREW-LINE/ROOT-LINE

3,3	3,3	■					
3,8	3,8	■					
4,3	4,3	■	√		√ ³⁾	√	√
5,0	5,0	■					
6,0	6,0	■					

Série 8.2 compatible avec CAMLOG CONELOG SCREW-LINE

3,3	3,3	■					
3,8	3,8	■					
4,3	4,3	■			√ ³⁾	√	
5,0	5,0	■					

Série 8.3 compatible avec CAMLOG iSy (iSy Hybrid Abutment)

3,8; 4,4; 5,0	4,5/5,2	■			√ ^{1) 2)}		
---------------	---------	---	--	--	--------------------	--	--

Série 9.1 compatible avec Dyna Dental Dyna Helix

3,2; 3,6; 4,2; 5,0	3,6/4,0	■				√	
--------------------	---------	---	--	--	--	---	--

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Systems (Semados®).

Photos et illustrations indicatives. Couleurs, symboles, design et spécifications des étiquettes représentées et/ou emballages peuvent différer de la réalité.

Liste des connectiques disponibles*

Sauf mention contraire, les restaurations citées ici pour les systèmes implantaires correspondants sont disponibles pour les utilisateurs d'exocad et de 3Shape.

- ¹⁾ Non disponible dans exocad.
- ²⁾ Partie secondaire en 2 pièces sur bases de collage originales du fabricant. Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.
- ³⁾ Contrairement à la base en titane nt-trading, la base de collage originale est fournie avec.
- ⁴⁾ Les composants nécessaires doivent être commandés auprès du fabricant correspondant.

Diamètre de l'implant	Plateforme	Code couleur	CADAbut Full	CADAbut Duo avec sécurité anti-rotation	CADAbut Duo sans sécurité anti-rotation	CADBase Implant Niveau	CADBase Abutment Niveau
			BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	IPS e.max CAD BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor CAD/Cast® alliages Wirobond® C+	BEGO Zirkon LT Katana STML BEGO PMMA Multicolor Wirobond® C+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+	BEGO Titan Grade 5 Wirobond® M+

Série 10.1 compatible avec BioComp Implant Level/Abutment Level

3,4; 4,0	4,0						
4,6; 5,2	5,2					✓	✓

Série 11.1 compatible avec Neoss ProActive

3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5	4,0	■	✓		✓	✓	
-------------------------	-----	---	---	--	---	---	--

Série 13.1 compatible avec BioHorizons Internal

3,0	3,0	■					
3,5	3,5	■					
4,5	4,5	■		✓		✓	
5,7	5,7	■					

Série 14.1 compatible avec Dentaurem tioLogic

3,3	3,4	■					
3,7; 4,2	3,7	■	✓				
4,8; 5,5	4,5	■					

Série 15.1 compatible avec Bredent medical Sky

3,5	3,5	■	✓		✓		
4,0; 4,5; 5,5	4,0	■		✓		✓	

Série 16.1 compatible avec Medentis ICX-Active-Master

3,75; 4,1; 4,8	4,0	■	✓		✓	✓	
----------------	-----	---	---	--	---	---	--

Série 17.1 compatible avec Global D In-Kone

4,3	4,3						✓ ⁴⁾
-----	-----	--	--	--	--	--	-----------------

Série 17.2 compatible avec Global D EVL

3,3; 4,0; 5,0	3,3/4,0/ 5,0	■					✓ ⁴⁾
---------------	--------------	---	--	--	--	--	-----------------

* Les appellations suivantes sont des dénominations commerciales/marques déposées d'entreprises qui n'appartiennent pas au groupe BEGO, exception faite de BEGO Implant Systems (Semados®).

Photos et illustrations indicatives. Couleurs, symboles, design et spécifications des étiquettes représentées et/ou emballages peuvent différer de la réalité.