



TRIO PUISSANT WIRONIUM® RP Complete

SIMPLE. DIGITAL. PERSONNALISÉ.



NOUVEAU

WIRONIUM® RP Complete est notre nouveau système modulaire destiné à la fabrication moderne et entièrement numérique de prothèses partielles. BEGO associe des technologies de fabrication innovantes au sein d'un concept thérapeutique global et de haute qualité : des châssis de prothèses partielles produits par SLM en WIRONIUM® RP pour les mâchoires supérieure et inférieure, des dents prothétiques et des éléments de gencive imprimés en 3D parfaitement coordonnés dans un flux de travail numérique validé utilisant le module exocad* PartialCAD

Grâce à des éléments de rétention spécialement conçus dans le châssis de la prothèse partielle, les composants individuels peuvent être positionnés avec précision les uns par rapport aux autres et reliés de manière sûre, garantissant ainsi un traitement fiable et efficace au laboratoire dentaire.

L'ORIGINAL du leader mondial des armatures de prothèses partielles, analogiques et numériques — une référence de confiance depuis 1953.

Ensemble vers le succès



ALLIANT PRÉCISION ET TECHNOLOGIES DE POINTE, UNE SOLUTION EFFICACE ET HAUT DE GAMME EN PROTHÈSES PARTIELLES

Armatures de prothèses partielles SLM, conçues sur mesure et fabriquées selon un système modulaire



- Prothèses partielles SLM de haute précision pour la mâchoire supérieure et inférieure
- Livraison en état sablé ou poli haute brillance
- Châssis de prothèses partielles sans porosité grâce à un procédé de fabrication industriel
- Conception entièrement numérique des châssis, des selles et des dents prothétiques dans exocad*
- Les principales caractéristiques incluent une géométrie de rétention et de tenon nouvellement développée, assurant une grande stabilité et des processus reproductibles au laboratoire dentaire, tout en offrant aux patients une fonctionnalité fiable
- Transition convaincante entre le châssis, les dents et les selles grâce à une conception globale dans un jeu de données unique
- Flux de travail validé et liaison matérielle sécurisée pour les prothèses partielles numériques
- Utilisation d'un matériau de base 3D haut de gamme à haute résistance aux chocs
- Matériau hybride VarseoSmile® TriniQ®, de teinte dentaire et chargé en céramique, pour l'impression 3D des dents prothétiques
- Combinaison économique de la technologie SLM et de l'impression 3D pour un ajustement de haute précision des composants individuels
- Flux de travail efficace grâce à l'assemblage des différents composants au laboratoire dentaire
- Transition harmonieuse entre le châssis, les dents et les selles grâce à une conception globale dans un seul jeu de données

Détails du produit

Contenu de la livraison

Base d'armature de prothèse partielle en WIRONIUM® RP, composants de selle imprimés en 3D et dents prothétiques

Caractéristiques techniques

Armature de prothèse partielle	WIRONIUM® RP, sablée ou polie
Zones de selle	Matériau : printodent® GR-14.2 denture HI* Couleur : orange/rose
Dents prothétiques	Matériau : VarseoSmile® TriniQ®, Couleurs : A1; A2; A3; A3,5; B1; B2; C2; D3; OM1; OM3

ESSAYEZ DÈS MAINTENANT !

Découvrez-en plus, obtenez des conseils et lancez-vous avec BEGO.

Remarque :

Veuillez tenir compte des éventuelles limitations concernant le logiciel CAD :
exocad* : compatible
3Shape* : non pris en charge
Dentalwings* : non pris en charge

* Ce symbole est une appellation commerciale/marque déposée d'une société ne faisant pas partie du groupe BEGO